



中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注准20153142007

注册人名称	深圳市听力医疗设备开发有限公司
注册人住所	深圳市龙岗区龙城街道龙平西路4号中天信B厂区厂房1楼、401
生产地址	深圳市龙岗区龙城街道龙平西路4号中天信B厂区厂房1楼
代理人名称	/
代理人住所	/
产品名称	一次性使用医用连通器
型号、规格	见附页
结构及组成	连通器由阀帽、阀座、带柄阀芯、连接圈和锥盖组成，阀帽采用医用苯乙烯-丁二烯-丙烯腈共聚物、阀座和连接圈采用聚碳酸酯、带杆阀芯采用聚砜、锥盖采用医用级聚乙烯材料制成。
适用范围	医用连通器供医疗单位作多项生理监测、输注多种药液及同时进行生理监测和输注药液使用。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	

审批部门：国家药品监督管理局



批准日期：二〇二五年一月十四日

生效日期：二〇二六年七月二日

有效期至：二〇三一年七月一日

一次性使用医用连接器规格型号表

规格名称	规格编号
单连三通	SM-SC-12
双连三通（单向）	SM-MF-21
双连三通（双向）	SM-MF-22
三连三通（单向）	SM-MF-31
三连三通（双向）	SM-MF-32
四连三通（单向）	SM-MF-41
四连三通（双向）	SM-MF-42
五连三通（单向）	SM-MF-51
五连三通（双向）	SM-MF-52
六连三通（单向）	SM-MF-61
六连三通（双向）	SM-MF-62