



中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：粤械注准20252031289

注册人名称	深圳市听力医疗设备开发有限公司
注册人住所	深圳市龙岗区龙城街道龙平西路4号中天信B厂区厂房1楼、401
生产地址	深圳市龙岗区龙城街道龙平西路4号中天信B厂区厂房1楼
代理人名称	
代理人住所	
产品名称	一次性使用Y型连接器套件
型号、规格	见附页
结构及组成	产品由Y型连接器、塑形针、扭控器构成。Y型连接器分为按压式、分段式和旋钮式三种结构，其中旋钮式又分为单旋钮式、双旋钮式、短款旋钮式、压弹旋转式和按压旋钮式五种结构。经环氧乙烷灭菌。
适用范围	用于连接管路，建立通道辅助器械进入人体，同时可减少血液流出。
附件	产品技术要求
其他内容	无
备注	

审批部门：广东省药品监督管理局
医疗器械注册专用章

批准日期：2025年09月23日

生效日期：2025年09月23日

有效期至：2030年09月22日

中华人民共和国医疗器械注册证

附页

注册证编号：粤械注准 20252031289

注册人名称	深圳市听力医疗设备开发有限公司
产品名称	一次性使用 Y 型连接器套件
型号、规格	SM-HV-8SFLPW-TB 、 SM-HV-8SPLPW-TB 、 SM-HV-8SFSPW-TB 、 SM-HV-8SPSPW-TB 、 SM-HV-9SFLPW-TB 、 SM-HV-9SPLPW-TB 、 SM-HV-9SFSPW-TB 、 SM-HV-9SPSPW-TB 、 SM-HV-7CFLPW-TB 、 SM-HV-7CPLPW-TB 、 SM-HV-7CFSPW-TB 、 SM-HV-7CPSPW-TB 、 SM-HV-8CFLPW-TB 、 SM-HV-8CPLPW-TB 、 SM-HV-8CFSPW-TB 、 SM-HV-8CPSPW-TB 、 SM-HV-8WFLPW-TB 、 SM-HV-8WFSPW-TB 、 SM-HV-9WFLPW-TB 、 SM-HV-9WFSPW-TB 、 SM-HV-10PSFLPW-TB 、 SM-HV-10PSPLPW-TB 、 SM-HV-10PSFSPW-TB 、 SM-HV-10PSPSPW-TB 、 SM-HV-8SSFLPW-TB 、 SM-HV-8SSLPW-TB 、 SM-HV-8SSFSPW-TB 、 SM-HV-8SSLSPW-TB 、 SM-HV-9SSFLPW-TB 、 SM-HV-9SSLPW-TB 、 SM-HV-9SSFSPW-TB 、 SM-HV-9SSLSPW-TB 、 SM-HV-7APHFLPW-TB 、 SM-HV-7APHPLPW-TB 、 SM-HV-7APHFSPW-TB 、 SM-HV-7APHPSPW-TB 、 SM-HV-7PFLPW-TB 、 SM-HV-7PPLPW-TB 、 SM-HV-7PFSPW-TB 、 SM-HV-7PPSPW-TB 、 SM-HV-8PPLPW-TB 、 SM-HV-8PFSPW-TB 、 SM-HV-8PPSPW-TB

审批部门：广东省药品监督管理局

批准日期： 2025 年 09 月 23 日

生效日期： 2025 年 09 月 23 日

有效期至： 2030 年 09 月 22 日



注册证号：粤械注准20252031289